

# 样本箱转运系统使用说明

2022-8-22

1.使用微信扫描下方二维码进入系统



2.输入手机号、姓名进行登录

× 样本箱转运系统 ...



样本箱转运系统

### 3.录入箱码号：扫描录入/手动录入


- 扫描录入：点击【扫描箱码号】，进行扫描



- 手动输入：输入箱码号，点击【确认】



4.卡尤迪箱码显示箱码的信息，东软箱码需手动填写信息



5.点击【确认】，开始转运，列表显示已转运的所有箱码详情

- 未被实验室接收的箱码显示【转运中】，已被实验室接收的箱码显示【已接收】

